



CADEIRA CARCILIFE PVC



Atenção: Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto.

Apresentação

As cadeiras Carcilife são projetadas e confeccionadas em material de alta resistência, proporcionando conforto e segurança para o usuário. Podem ser utilizadas tanto no ambiente doméstico como em hospitais, clínicas, restaurantes ou hotéis.

Acessórios que compõem o produto:

- 01 Tela do encosto;
- 01 Tela para apoio dos pés;
- 01 Cinto de segurança;
- 01 Assento sanitário;
- 01 Caixa coletora de dejetos;
- 01 Manual do usuário.

Acessórios opcional:

- Rodízio de aço inox.

Descrição

A Cadeira CARCILIFE PVC é feita com material de alta resistência, possui encosto em vinil revestido com tela de poliéster removível, facilitando a limpeza; cinto de segurança abdominal padrão para o paciente; rodízios traseiros com travas; caixa de coleta de dejetos removível, mesmo quando o paciente estiver sentado; e apoio para os pés retrátil reunidos em um produto com design arredondado que facilita a sua higienização.



ADVERTÊNCIAS

O descumprimento das informações abaixo pode causar dano e risco de queda ao paciente.

- Não usar a cadeira em pisos irregulares.
- Não suspender a cadeira com o paciente sentado.
- Não usar o descanso para os pés como apoio para sair da cadeira.
- Não utilizar a cadeira em caso de folga nos rodízios e trinca na estrutura.
- Não exceder o peso máximo da carga da cadeira.
- Não é permitido o uso desta cadeira com a finalidade de cadeira de rodas, para locomoção.
- Verifique semanalmente se há acúmulo de água na cavidade de encaixe do braço escamoteável. Em caso positivo incline levemente a cadeira para que a água escoe.



ATENÇÃO

- Verifique mensalmente a integridade das conexões (se não há trincas na estrutura).
- Verifique mensalmente a integridade dos rodízios (se não há sujidade, se as travas estão funcionando corretamente, se as rodas estão deslizando naturalmente).
- Verifique mensalmente o cinto de segurança (se as faixas estão íntegras (sem nenhum tipo de desgaste), se as travas estão funcionando corretamente).

Nota: Em caso de qualquer anormalidade, procure uma Assistência Técnica autorizada.

CARCILIFE:

- Apoio para braços nas laterais, escamoteável com travas.

Modelo 310CL - CARGA MÁXIMA 95 KG.

Modelo	Descrição	Altura	Largura	Profund.	Peso
Cadeira de Banho adulto	PVC	99 cm	55 cm	51 cm	11 Kg



CARCILIFE:

- Apoio para os braços e encosto fixo.

Modelo 300CLE - CARGA MÁXIMA 95 KG.

Modelo	Descrição	Altura	Largura	Profund.	Peso
Cadeira de Banho adulto	PVC	99 cm	55 cm	51 cm	11 Kg

Modelo 300CLOE - CARGA MÁXIMA 150 KG.

Modelo	Descrição	Altura	Largura	Profund.	Peso
Cadeira de Banho adulto	PVC	100 cm	71 cm	54 cm	11,1 Kg



CARCILIFE:

- Apoio para braços nas laterais, escamoteável com travas.

Modelo 300CLO - CARGA MÁXIMA 150 KG.

Modelo	Descrição	Altura	Largura	Profund.	Peso
Cadeira de Banho adulto	PVC	100 cm	71 cm	51 cm	11,1 Kg

**Instrução de Montagem (modelos: 310CL, 300CLE, 300CLOE e 300CLO)**

1. Retire a cadeira da embalagem.
2. Puxe o apoio para os pés para que o usuário possa utilizá-lo.
3. Coloque a caixa coletora quando a cadeira não for utilizada no vaso sanitário.

CARCILIFE:

- Apoio para braços nas laterais, escamoteável com travas.

Modelo 330CL - CARGA MÁXIMA 95 KG.

Modelo	Descrição	Altura	Largura	Profund.	Peso
Cadeira de Banho adulto	PVC	106 cm	55 cm	54 cm	10,5 Kg

Modelo 330CLO - CARGA MÁXIMA 150 KG.

Modelo	Descrição	Altura	Largura	Profund.	Peso
Cadeira de Banho adulto	PVC	106 cm	71 cm	54 cm	11,5 Kg

**Instrução de Montagem (modelos: 330CL e 330CLO)**

1. Retire a cadeira da embalagem.
2. Abra o apoio para os pés para que o usuário possa utilizá-lo.
3. Coloque coletor para dejetos quando a cadeira não for utilizada no vaso sanitário.

Obs.: Estes modelos não acompanham caixa coletora de dejetos.

CARCILIFE - Modelo 320CLE

Modelo	Descrição	Altura	Largura	Profund.	Peso
Cadeira de Banho infantil	PVC	76 cm	67 cm	71 cm	15,5 Kg

OBS: CADEIRA INFANTO JUVENIL INDICADA PARA SER UTILIZADA POR PACIENTES ATÉ 60 KG

	Descrição	Altura	Largura	Profund.	Peso
Assento regulável em 3 posições	PVC+ Revestimento Vinil	-	52 cm	46 cm	-
Encosto	PVC+ Revestimento Vinil	-	52 cm	70 cm	-

**Instrução de Montagem**

1. Retire a cadeira e a base da caixa de papelão.
2. Encaixe a cadeira na base com as rodas travadas e verifique se a mesma está bem acoplada
3. Regule a inclinação do encosto e do assento através do pino de regulagem de acordo com a necessidade do paciente
4. Coloque o paciente na cadeira fixando o cinto peitoral e/ou abdominal.
5. Regule também o apoio de cabeça e finalmente a fixação das pernas, para que o paciente fique seguro e não escorregue durante o banho

CARCILIFE:

- Apoio para braços nas laterais, escamoteável com travas.

Modelo 300CLH - CARGA MÁXIMA 95 KG.

Modelo	Descrição	Altura	Largura	Profund.	Peso
Cadeira Multiuso p/ Hidroginástica	PVC	102 cm	74 cm	46 cm	20 Kg

**Instrução de Montagem**

1. Retire a cadeira da embalagem.
2. Abra o apoio para os pés para que o usuário possa utilizá-lo.

CARCILIFE:

- Apoio para braços nas laterais, escamoteável com travas.

Modelo 340CL - CARGA MÁXIMA 95 KG.

Modelo	Descrição	Altura	Largura	Profund.	Peso
Cadeira de Banho adulto	PVC	99 cm	55 cm	51 cm	11 Kg
Suporte para perna	PVC	53 cm	26,5 cm	50 cm	2,6 Kg

Modelo 340CL - CARGA MÁXIMA 150 KG.

Modelo	Descrição	Altura	Largura	Profund.	Peso
Cadeira de Banho adulto	PVC	99 cm	71 cm	51 cm	11,1 Kg
Suporte para perna	PVC	53 cm	26,5 cm	50 cm	2,6 Kg



Instrução de Montagem

1. Retire a cadeira da embalagem.
2. Puxe o apoio para os pés para que o usuário possa utilizá-lo.
3. Coloque a caixa coletora quando a cadeira não for utilizada no vaso sanitário.
4. Instale o apoio de perna do lado que for utilizar.

Instrução de Uso (Todos os modelos)

1. Antes de colocar o paciente na cadeira, trave as quatro rodas;
2. Puxe o apoio para os pés;
3. Em caso de cadeiras com braço escamoteável, destrave um dos braços e gire-o a um ângulo de 90° para facilitar a acomodação do paciente. Quando o paciente estiver confortavelmente acomodado, volte o braço da cadeira para a posição original e trave-o.

Nota: Verifique se o braço está travado corretamente.

4. Acomode os pés do paciente de forma confortável, no apoio para os pés;
5. Ajuste o cinto de segurança, conforme necessário e trave-o.
6. Destrave as quatro rodas e desloque o paciente até o local desejado.

Manutenção e Limpeza

Verifique mensalmente se há danos (trincas) na estrutura e no assento; e se os rodízios estão sem folga e com o freio funcionando normalmente.

Verifique mensalmente a integridade da tela de poliéster do encosto e o cinto de segurança.

Utilizar para limpeza sabão ou detergente neutro e esponja não abrasiva.

Para secar, utilizar pano de algodão.

Caso apresente algum problema, entre em contato com a Assistência Técnica.

Manutenção Corretiva e Preventiva

Problemas	Soluções
Cadeira não se movimenta	<ul style="list-style-type: none">• Verificar se os rodízios não estão travados.• Verificar se não há material enroscado nos rodízios.
Cinto de segurança não permanece travado.	<ul style="list-style-type: none">• Verificar a integridade do cinto.
Jogo/folga na estrutura da cadeira	<ul style="list-style-type: none">• Entre em contato com a assistência técnica.
Recipiente de dejetos não encaixa no suporte	<ul style="list-style-type: none">• Verifique a integridade dos suportes,• Verifique a integridade do recipiente.

Características Técnicas

Especificações:

- Origem: Carci Industria e Comercio Eireli - Brasil
- Função e aplicação: Cadeira de banho para paciente com restrição de mobilidade.

- Modelos:

Carciline 300CLE
Carciline 300CLOE
Carciline 300CLO
Carciline 310CL
Carciline 310CLO
Carciline 320CLE
Carciline 330CL
Carciline 330CLO
Carciline 340CL
Carciline 340CLO
Carciline 300CLH
Carciline 300CLHO

- Dimensões / Peso / Carga máxima:

Carciline 300CLE

- Dimensões (AxLxP) Cm : 99 x 55 x 51
- Peso (Kg) : 11,0
- Carga máxima (Kg) : 95,0

Carciline 300CLOE

- Dimensões (AxLxP) Cm : 99 x 71 x 51
- Peso (Kg) : 11,0
- Carga máxima (Kg) : 150,0

Carciline 300CLO

- Dimensões (AxLxP) Cm : 100 x 71 x 51
- Peso (Kg) : 11,1
- Carga máxima (Kg) : 150,0

Carciline 310CL

- Dimensões (AxLxP) Cm : 99 x 55 x 51
- Peso (Kg) : 11,0
- Carga máxima (Kg) : 95,0

Carciline 310CLO

- Dimensões (AxLxP) Cm : 99 x 71 x 51
- Peso (Kg) : 11,1
- Carga máxima (Kg) : 150,0

Carciline 340CL

- Dimensões (AxLxP) Cm : 99 x 55 x 51
- Peso (Kg) : 11,0
- Carga máxima (Kg) : 95,0

Carcilife 340CLO

- Dimensões (AxLxP) Cm	:	99 x 71 x 51
- Peso (Kg)	:	11,1
- Carga máxima (Kg)	:	150,0

Carcilife 320CLE

- Dimensões (AxLxP) Cm	:	76 x 67 x 71
- Peso (Kg)	:	15,5
- Carga máxima (Kg)	:	60,0

Carcilife 300CLH

- Dimensões (AxLxP) Cm	:	102 x 74 x 46
- Peso (Kg)	:	20,0
- Carga máxima (Kg)	:	95,0

Carcilife 300CLHO

- Dimensões (AxLxP) Cm	:	102 x 90 x 46
- Peso (Kg)	:	21,5
- Carga máxima (Kg)	:	150,0

Carcilife 330CL

- Dimensões (AxLxP) Cm	:	106 x 55 x 54
- Peso (Kg)	:	10,5
- Carga máxima (Kg)	:	95,0

Carcilife 330CLO

- Dimensões (AxLxP) Cm	:	106 x 71 x 54
- Peso (Kg)	:	12,1
- Carga máxima (Kg)	:	150,0

- **Registro na ANVISA** : 10314290045
- **Vida útil do produto** : 3 anos

Condições de uso da cadeira:

- **Temperatura ambiente** : +10 °C a +40°C
- **Umidade relativa** : 0 a 80%
- **Pressão atmosférica** : 700 a 1060hPa

Condições ambientais para transporte e armazenamento:

- **Temperatura ambiente** : -10°C a 60°C
- **Umidade relativa** : 20% a 90%
- **Pressão atmosférica** : 500hPa a 1060hPa

Considerações Finais

Tem sido política da Carci melhorar continuamente a qualidade de seus produtos. A Carci se reserva no direito de fazer modificações no projeto e nas especificações, como também adicionar e melhorar seus produtos, sem incorrer em obrigação alguma de instalá-los em produtos já fabricados.

O texto, ilustrações e especificações constantes neste manual se baseiam em informações disponíveis por ocasião da impressão.

Todos os direitos reservados.

Este manual não poderá ser reproduzido em todo ou em parte, sem consentimento por escrito da Carci.

Dados do Fabricante/Distribuidor

CARCI Indústria e Comércio de Aparelhos Cirúrgicos e Ortopédicos Eireli.

CGC: 61.461.034/0001-78 I.E.: 110.182.450.113

Rua Álvares Fagundes, 359 - Americanópolis

São Paulo – SP – Brasil - CEP 04338-000

Tel.: (11) 3346-2100 Fax.: (11) 3270-8027

e-mail: carci@carci.com.br

web site: www.carci.com.br

Registro Carci no Ministério da Saúde: MS-1.03.142-9

Para Assistência Técnica:

Departamento de Assistência Técnica

Rua Álvares Fagundes, 359 – Americanópolis - São Paulo – SP – Brasil

Tel.: (11) 5621-2791

Responsável Técnico:

Antonio Francisco Leite Moreira - CREA 0601723024

CERTIFICADO DE GARANTIA EM ANEXO

